

E 473/2

Sieb

mit Deckel, geeignet für diverse Kleinstteile.



- Zum Einhängen
- Mit leichtgängigem Deckelverschluss

EAN: 4002515811962 / Materialnummer: 10623720 / Alte Materialnummer: 69547303D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
SlimLine-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	88
Außenmaß, Nettobreite in mm	66
Außenmaß, Nettotiefe in mm	66
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,15