

ProCare Universal 61 - 6 kg  
 Regeneriersalz, 3 x 2 kg  
 zur optimalen Regeneration des internen Enthärters.



- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut

EAN: 4002515075319 / Materialnummer: 09195780 /  
 Alte Materialnummer: 66916102EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Regeneration von Enthärtern	•
<b>Dosierung</b>	
Automatische Dosierung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Regeneriersalz
Inhaltsstoffe	Grobkörniges Spezi­alsalz
pH-Wert bei 20 °C	10,9
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	320
Außenmaß, Nettobreite in mm	104
Außenmaß, Nettotiefe in mm	226
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	320
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	225
Füllgewicht in g	6000
Bruttogewicht in kg	6
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•