

Praxis (Pflichtfeld)

Kundennummer

Datum

Regeneration Ionenaustauscher

Formular zur Bestellung ...für MELAdem 53, MELAdem 53C, Löwe LVE2800

Die Mischbettharzpatrone muss in einer Transportverpackung verschickt werden!
Sofern keine Transportverpackung vorhanden ist, schicken wir (oder ein autorisierter Zulieferer) Ihnen eine zu.

Zum Transport von Mischbettharzpatronen sind folgende Maßnahmen zu treffen:

1. Die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone nach dem Druckablass abschrauben.
2. Die Mischbettharzpatronen entleeren. Dazu die Mischbettharzpatrone umgedreht in eine kleine Wanne stellen und warten, bis kein Wasser mehr austritt.
3. Anschließend die gelben Kappen fest auf die Anschlussstutzen schrauben.
Die Mischbettharzpatronen in die Transportverpackung einpacken.

Transportverpackung vorhanden?

Ja Nein

Bitte schicken Sie mir eine Transportverpackung (zum Preis von 15,00 € zzgl. MwSt.).

Damit der Auftrag ausgelöst werden kann und die Abwicklung der Regeneration Ihrer Mischbettharzpatrone zu vereinfachen, bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen und per Fax an **03328 / 475767** oder per E-Mail an **service@vetshop.de** zu schicken. Bitte legen Sie eine Kopie dieses Bestellformulars der einzusendenden Mischbettharzpatrone bei.

Ansprechpartner

Telefon für Rückfragen

E-Mail-Adresse

Wichtig! Bitte komplette Seriennummer lt. Typenschild angeben, einschließlich Suffix: „-1“ oder „-2“!

Seriennummer für MELAdem 53

Seriennummer für MELAdem 53 C

Seriennummer für Löwe LVE 2800

Ab wann ist die Mischbettharzpatrone abholbereit?

Datum, ab:

Öffnungszeiten zur Abholung/Anlieferung aus der Praxis:

Mo	Die
Mi	Do
Fr	

ACHTUNG:

Ist die Praxis in den nächsten zwei Wochen geschlossen?

ja, Datum

nein

Praxis

Unterschrift Praxis