

curasan

Hämatologie

Orthopädie

Urologie

Blutstillung


Plastische Chirurgie Rekonstruktive Chirurgie

Dermatologie Allgemeine Chirurgie

Hämostase HNO

Kardiovaskuläre Chirurgie

Thoraxchirurgie



styp^{ro}

Haemostypticum

Resorbier- und implantierbarer Gelatineschwamm mit hämostatischer Wirkung

Produktübersicht



Alle Vorteile auf einen Blick



Vorteile

- + einfache Handhabung – schnelle Blutstillung
- + formstabil
- + hohe Saugfähigkeit (bis zum 50-fachen des Eigengewichtes)
- + optimale und interkonnektierende Porosität
- + voll resorbierbar innerhalb von 3 Wochen
- + biokompatibel
- + physiologisches Wirkprinzip
- + Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum



Struktur

Die stypro®-Mikrostruktur zeigt eine ausgezeichnete interkonnektierende Porosität und einen formstabilen Strukturaufbau.



Wirkungsparameter*

- + Blutkoagulation auch in der Schwamm-Mitte
- + bessere Blutstillung im Vergleich zu einem Cellulose-Produkt



Sicherheit

- + γ -Sterilisation; medizinische Gelatine porcinen Ursprungs (Ph. Eur.)



Wirkprinzip

- + physiologische Wirkungsweise – Nutzung der natürlichen Gerinnungsfähigkeit des Blutes
- + kein zusätzlicher Wirkstoff enthalten



Zusammensetzung

- + medizinische Gelatine

* Quelle: Produktdokumentation stypro® – Untersuchungen zur Qualität des stypro®-Schwämmchens (auf Anfrage)





Produktübersicht

stypro® Standard

Resorbierbarer, porciner Gelatineschwamm

- + doppelt sterile Verpackung (Folie/Blister)
- + als Fadenkabinett-Box und als vorteilhafte 20er Groß-Box erhältlich

Bestellnr. Dahlhausen	PZN	Größe	Inhalt	Packgröße	Artikelnr. curasan AG
21.932.00.005	00104188	80 x 50 x 10 mm	St.	5	9320 000 005
21.932.00.020	00104194	80 x 50 x 10 mm	St.	20	9320 000 020

stypro® Cubus

Resorbierbarer, porciner Gelatineschwamm

- + sterile Verpackung (Blister)
- + Inhalt: 30 Stück in Fadenkabinett-Box

Bestellnr. Dahlhausen	PZN	Größe	Inhalt	Packgröße	Artikelnr. curasan AG
21.931.00.030	01850120	10 x 10 x 10 mm	St.	30	9310 000 030

stypro® Tampons

Resorbierbarer, porciner Gelatineschwamm

- + doppelt sterile Verpackung (Folie/Blister)
- + als Fadenkabinett-Box und als vorteilhafte 20er Groß-Box erhältlich

Bestellnr. Dahlhausen	PZN	Größe	Inhalt	Packgröße	Artikelnr. curasan AG
21.933.00.002	00104225	80 x Ø 30 mm	St.	2	9330 000 002
21.933.00.020	00104231	80 x Ø 30 mm	St.	20	9330 000 020



Produktübersicht

stypro® Special

Resorbierbarer, porciner Gelatineschwamm

- + doppelt sterile Verpackung (Folie/Blister)
- + als Fadenkabinett-Box und als vorteilhafte 20er Groß-Box erhältlich

Bestellnr. Dahlhausen	PZN	Größe	Inhalt	Packgröße	Artikelnr. curasan AG
21.934.00.005	00104202	80 x 50 x 1 mm	St.	5	9340 000 005
21.934.00.020	00104219	80 x 50 x 1 mm	St.	20	9340 000 020

stypro® Special XL

Resorbierbarer, porciner Gelatineschwamm

- + doppelt sterile Verpackung (Folie/Blister)
- + als vorteilhafte 20er Groß-Box erhältlich

Bestellnr. Dahlhausen	PZN	Größe	Inhalt	Packgröße	Artikelnr. curasan AG
21.937.00.020	13704613	125 x 80 x 1 mm	St.	20	219 370 0020

stypro® Strip

Resorbierbarer, porciner Gelatineschwamm

- + doppelt sterile Verpackung (Folie/Blister)
- + Inhalt: 5 Stück in Fadenkabinett-Box

Bestellnr. Dahlhausen	PZN	Größe	Inhalt	Packgröße	Artikelnr. curasan AG
21.936.00.005	02164208	50 x 10 x 10 mm	St.	5	9360 000 005

stypro® Sheet

Resorbierbarer, porciner Gelatineschwamm

- + doppelt sterile Verpackung (Folie/Blister)
- + als vorteilhafte 20er Groß-Box erhältlich

Bestellnr. Dahlhausen	PZN	Größe	Inhalt	Packgröße	Artikelnr. curasan AG
21.935.00.020	04811250	80 x 50 x 3 mm	St.	20	9350 000 020



Literatur

Anda S.; Curative gelfoam embolisation of life-threatening bleeding from ascending colon diverticulum. A case report. ROFO Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed 1987 Jun;146(6):724-5. **Broos B.;** Unterstützende Maßnahmen beim internen Sinuslift zum Schutz der Kieferhöhlenschleimhaut (Schneidersche Membran). Implantologie Journal 2004, 7:47-48. **Bundesanzeiger:** Bekanntmachung der Sicherheitsanforderungen an Arzneimittel aus Körperbestandteilen von Rind, Schaf oder Ziege zur Vermeidung des Risikos einer Übertragung von BSE bzw. Scrapie. Nr. 40, 26. Februar 1994, S. 1851-1856. **Chilla R., Sandker R.P.;** Povidone-iodine containing gelatine sponge for tamponade in ear surgery. Laryngorhinootologie 1992, 71(7):375. Comment on PH. EUR. 1997, Gelatine 330. **Doumat A.;** Der Einsatz eines Gelatineschwammes in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Implantologie Journal 2/2005, 19-22. **European Commission Health and Customer Protection Directorate-General;** Update Opinion on the safety with regard to TSE risk of gelatine derived from ruminant bones or hides from cattle, sheep or goat. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out227_en.pdf. **European Pharmacopoeia,** 4th Edition, 2002, 01/2002:0330 Gelatine, 1236-1238. **Geldbach J., Springorum H-W.;** Pilotstudie zur Vergleichbarkeit eines Fertigproduktes mit einem perioperativ mit einem Antibiotikum beladenen Gelatineprodukt. Posterpresentation, P17, 176. Tagung der Vereinigung Nordwestdeutscher Chirurgen, Hamburg 02. Dezember 2005. **Gellad F.E., Sadato N., Numaguchi Y., Levine A.M.;** Vascular metastatic lesions of the spine: preoperative embolization. Radiology 1990, 176(3):683-6. <http://www.gelatine.org>. **Kirsch J., Staupe G.;** Mit stypro®-Tampons effektiv Blutungen stillen. Ambulante Chirurgie 4/2003 (36), 38-39. **Kirsner R.S., Eaglstein W.H.;** The wound healing process. Dermatol. Clin. 1993, 11 (4) 629-640. **Larson P.O.;** Topical hemostatic agents for dermatologic surgery. J Dermatol Surg Oncol 1988;14(6):623-32. **Lewis M.S., Piez K.A.;** Sedimentation-Equilibrium Studies of the Molecular Weight of Single and Double Chains from Rat-Skin Collagen, Biochemistry 1964, 3:1126-1131. **Liu R., Li H., Yang J., Li H., Dai L., Gu C. (2014):** The experience of (Stypro®) absorbable hemostatic collagen sponge in cardiac surgery using intraoperative hemostasis of sternum Chinese Journal of Cardiovascular and Pulmonary Diseases, Editorial E-mail, 2014 (05) **Maurer P.K., Ekholm S.E., McDonald J.V., Sands M., Kido D.K.;** Postoperative radiographic appearance of intracranial hemostatic gelatin sponge. Surg Neurol 1986, 26(6):562-6. **Mertsching M., Merten H.-A., Bader A.;** stypro® A new and safe biomaterial for Bone Tissue Engineering - without risk of ENDOGENOUS RETROVIRUS (PERV) Infection. Poster presentation at the INTERNATIONAL TISSUE ENGINEERING MEETING in Innsbruck/Austria, May 18th 20th, 2000. **O'Keeffe F.N., Carrasco C.H., Charnsangavej C., Richli W.R., Wallace S.;** Arterial embolization of adrenal tumors: results in nine cases. AJR Am J Roentgenol 1988, 151(4):819-22. **Pape H.;** Indikation und Anwendung von stypro® in der Lippen-Kiefer-Gaumenspaltschirurgie. Implantologie Journal 2003/7(1), 52-54. **Uflacker R.;** Transcatheter embolization for treatment of acute lower gastrointestinal bleeding. Acta Radiol 1987, 28(4):425-30. **Vogt P.M., Andree C., Breuing K., Liu P.Y., Slama J., Helo G., Eriksson E.;** Dry, moist, and wet skin wound repair. Ann Plast Surg 1995, 34(5):493-9. **XU D, Ren U, Chen X, Zhuang Q, Sheng L, Li S (2016):** A randomized controlled trial on effects of different hemostatic sponges in posterior spinal fusion surgeries. BMC Surg. 2016 Dec 12; 16 (1): 80, Abstract auf Englisch. **Zhao D., Wang J.;** Clinical observation for hemostasis sponge to prevent the dry socket. China Medical Herald, Editorial E-mail, 2009(02) [2009-01-15]. **Ziegler U.E., Debus E.S., Keller H.P., Thiede A.;** Skin substitutes in chronic wounds. Zentralbl. Chir. 2001, 126, Suppl. 1: 71-74.



Produktmuster stypro®

curasan

Hersteller:

curasan AG
Lindigstraße 4
63801 Kleinostheim
Germany

info@curasan.de
www.curasan.de

Tel.: +49 6027/40 900-0
Fax: +49 6027/40 900-49



Vertrieb durch:

DAHLHAUSEN®

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany

info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de

Tel.: +49 (0) 2236 3913-0
Fax: +49 (0) 2236 3913-109

