

Drive DeVilbiss 1025KS

10 Liter Hochleistungskonzentrator



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sauerstoffkonzentration	87 % - 96 %
Flow (stufenlos)	2 - 10 LPM
Ausgangsdruck	20 +/- 1.0psig (138kPa +/- 7kPa)
Gewicht	19 kg
Abmessungen (H x B x T)	62.2 x 34.2 x 30.4 cm
Alarmer optisch und akustisch:	-zu geringe Sauerstoffkonzentration -Stromausfall -Druckabfall -Gerätestörung
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz, 3.2 A

Einer der kompaktsten und zugleich leichtesten 10-Liter Sauerstoffkonzentratoren auf dem Markt

Dank der Kombination aus Qualität und Zuverlässigkeit ist der Drive DeVilbiss 525 einer der erfolgreichsten Sauerstoffkonzentratoren, der derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Daran anknüpfend, haben wir einen ebenso kompakten und gleichermaßen leistungsfähigen 10-Liter Konzentrator entwickelt, den 1025. Der 1025 ist einer der leichtesten Konzentratoren in seiner Leistungsklasse; und ist speziell für die Patienten konstruiert, die einen variierenden Tagesbedarf an Sauerstoff haben und mehr als 5 Liter pro Minute benötigen.

Klares und einfaches Design

- Platzsparend und kompakt - nur 19 kg
- Frontetikett mit allgemein verständlichen Bildsymbolen und LED Leuchten
- Digitaler Betriebsstundenzähler, befindet sich direkt im Blickfeld des Patienten
- Seitlich angebrachte Griffmulden und ein Haltegriff auf der Oberseite erleichtern das Bewegen des Gerätes

Höchstes Leistungsniveau

- Sauerstoffkonzentration bis zu 96% im Bereich von 2 – 10 LPM
- Permanente Sauerstoffmessung durch patentiertes OSD®
- Zusätzlicher Sauerstoffauslass auf der Rückseite des Gerätes; erlaubt -in Kombination mit einer optionalen Ablage- die Benutzung aller marktgängigen Füllstationen

Sicherheitsmerkmale

- Sauerstoffauslass mit Feuerschutzadapter ausgestattet
- Mehrere Testläufe bei sehr heißen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit erfolgreich durchlaufen
- Optischer und akustischer Alarm bei geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung



Piktogramme und Flussmesser



LED Display

Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
kontakt@devilbiss-hc.com

www.drivedevilbiss-int.com

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

V5_20181205_DE