

Sentinex® PRO OP-Mäntel



PRO – maximaler Schutz für längere und komplexere Eingriffe

- breites Sortiment
- großzügiges Design mit sehr hohem Anwender- und Tragekomfort
- übertreffen die Anforderungen der DIN EN 13795
- geeignet für
 - ◆ Eingriffe wie z.B. OPs mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen
 - ◆ längere chirurgische Eingriffe

Zwei Materialien: Spunlace und Polypropylen

Spunlace

- hervorragender Tragekomfort
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- auch für physisch anspruchsvollere Eingriffe sehr gut geeignet
- effizienter Wärmeaustausch



Polypropylen

- leicht
- schützt zuverlässig vor Bakterien und Flüssigkeiten
- gewährleistet Zirkulation von Luft, Wärme und Wasserdampf



Sentinex® PRO OP-Mäntel

Vier Ausführungen: Basic, Standard, Special und Special Plus

Basic



Sentinex® PRO OP-Mantel Basic

Bindemantel für kleine Eingriffe und Versorgungen, mit 3 Bindebändern im Rücken zum sicheren Verschließen.

Standard



Sentinex® PRO OP-Mantel Standard

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.

Special



Sentinex® PRO OP-Mantel Special

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeitsundurchlässig verstärkt. Sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall.

Special Plus



Sentinex® PRO OP-Mantel Special Plus

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Special, zusätzlich mit einer breiteren Verstärkungszone für einen sicheren Schutz bei lateraler Flüssigkeitsbelastung.

Zwei Verpackungsvarianten: mit Sterileinschlag und „direct“

Sentinex® PRO OP-Mäntel mit Sterileinschlag


- sehr gut geeignet zum sterilen Anrichten
- mit Sterileinschlag
- 2 Handtücher



- A Sentinex OP-Mantel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

Sentinex® PRO OP-Mäntel „direct“

- zur sofortigen sterilen Übergabe
- für die schnelle Entnahme
- ohne Sterileinschlag und Handtücher



- A Sentinex OP-Mantel
- B Sterilverpackung

Sentinex® PRO OP-Mäntel Spunlace

steril

Größe	Länge (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 300	03162281	44
L	130	19 301	03162298	40
XL	150	19 302	03162306	36
XL long	170	19 303	03162312	32
XXL	150	19 304	03162542	32
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 310	03162559	40
L	130	19 311	03162565	36
XL	150	19 312	03162571	32
XL long	170	19 313	03163180	28
XXL	150	19 314	03163197	28
Set Standard (steril), 3x XL				
3 x XL	3 x 150	19 308	03167309	12
Set Standard (steril), 2x XL, 1x L				
2 x XL / 1 x L	2 x 150 / 1 x 130	19 309	03167350	12

Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS

steril

Größe	Länge (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 340	03163501	52
L	130	19 341	03163518	48
XL	150	19 342	03163524	44
XL long	170	19 343	03163530	40
XXL	150	19 344	03163547	40
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 350	03163576	48
L	130	19 351	03163582	44
XL	150	19 352	03163599	40
XL long	170	19 353	03164245	36
XXL	150	19 354	03164251	36
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 360	03164268	52
L	130	19 361	03165210	48
XL	150	19 362	03165233	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 370	03165931	48
L	130	19 371	03166238	44
XL	150	19 372	03166244	40
Special Plus „direct“ ohne Sterileinschlag				
XL	150	31 276		36
Basic „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 380	03166273	48
L	130	19 381	03166356	44
XL	150	19 382	03166468	40


Sentinex® SMART OP-Mäntel



SMART – Schutz für kürzere und kleinere Eingriffe

- fokussiertes Sortiment
- funktionelles Design mit hohem Anwender- und Tragekomfort
- erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795 und AAMI Standard
- geeignet für
 - ◆ Eingriffe wie z.B. OPs mit niedrigerem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
 - ◆ kurze chirurgische Eingriffe wie z.B. ambulante OPs

Wählen Sie je nach OP-Dauer bzw. Flüssigkeitsanfall zwischen der **Standard-** und **Special-Ausführung**.



Sentinex SMART OP-Mantel Standard

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.

Das Material für Sicherheit und angenehmes Mikroklima

- Schutz vor Bakterien und Flüssigkeiten gemäß DIN EN 13795 und AAMI Standard
- luftdurchlässig



Sentinex SMART OP-Mantel Special

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeitsundurchlässig verstärkt. Die Verstärkungszone bietet einen hohen Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimpenetration. Sehr gut geeignet für Operationen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall.



Polypropylen

Zwei Verpackungsvarianten: mit Sterileinschlag und „direct“

Sentinex SMART OP-Mäntel mit Sterileinschlag

- sehr gut geeignet zum sterilen Anrichten
- mit Sterileinschlag
- 2 Handtücher



- A Sentinel SMART OP-Mäntel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

Sentinex SMART OP-Mäntel „direct“

- zur sofortigen sterilen Übergabe
- für die schnelle Entnahme
- ohne Sterileinschlag und Handtücher



- A Sentinel SMART OP-Mäntel
- B Sterilverpackung

Sentinex® SMART OP-Mäntel

steril

Größe	REF	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher		
M / L	33 651	52
XL	33 652	48
XXL	33 653	44
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher		
M / L	33 661	48
XL	33 662	44
XXL	33 663	40
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag		
M / L	109 151	52
XL	109 152	48
XXL	109 153	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag		
M / L	109 161	48
XL	109 162	44
XXL	109 163	40